



## DAS MOBILITÄTSKONZEPT

Der Protector ermöglicht den flexiblen und sicheren innerklinischen Transport einer TEE-Sonde von der Aufbewahrung bis hin zur Untersuchung. Der Protector bietet eine sofortige Verfügbarkeit der aufbereiteten Sonde am Notfallwagen oder Infusionsständer. Bei Notfällen kann so entsprechend schnell reagiert werden.



**ANKLIN**  
Excellence in Endoscopic Solutions

Erster thermodesinfizierbarer Protector bis 95° C zur validierten Aufbereitung! (Version C)

**ENDO PROTECT**

**GESCHÜTZTER/SICHERER**

Transport und Lagerung für Endoskope und Fibroskope

Transport und Lagerung für Endo- und Fibroskope!

Transport und Lagerung für Endoskope und Fibroskope

**GESCHÜTZTER/SICHERER**

**ENDO PROTECT**

Distributed by  
**ANKLIN AG**  
Bodenmattstrasse 34  
CH-4153 Reinach

Phone +41 61 717 55 55  
<https://anklin.ch/>




## GESCHÜTZTER & SICHERER

Transport, Lagerung und Aufbereitungsmöglichkeit für TEE-Sonden

# TEE CARE

Transport, Lagerung und Aufbereitungsmöglichkeit für:  
• TEE Sonden



- **KEINE VERKRÜMMUNG** aufgrund der hängenden Lagerung
- **MECHANISCHER SCHUTZ** der TEE-Sonde: Schutz vor Beschädigung und Pendelschutz
- **KEINE KONTAMINATION** aufgrund staubgeschützter Lagerung
- **KLARE KENNZEICHNUNG** Sonde aufbereitet / kontaminiert
- **WISCHDESINFIZIERBAR** Glatte Oberflächen und gute Zugänglichkeit zur Wischdesinfektion

- **SOFORTIGE VERFÜGBARKEIT** der aufbereiteten TEE-Sonde
- **KONFIGURIERBAR** geeignet für sämtliche Steckerhersteller
- **KABELUMLENKROLLE** für optimale & knickfreie Kabelführung
- Als **KOMPLETTSYSTEM** möglich, Anbringungsmöglichkeiten des Protectors an:
  - » Schrankeinbau
  - » Infusionsständer\*
  - » Andockwagen
  - » Wandschienen
- **MDR-KONFORM**

\* bei mobilem Einsatz ist entsprechend auf Kippsicherheit sowie eine stabile Anbringung etc. zu achten.



sofort  
einsatzbereit

geeignet für  
alle Hersteller

